

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nrd1 Para Wb, Elisa - 043847

Número do item: CM0029928

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a NRD1 humana (nardilisin), validado para WB e ELISA com reatividade cruzada a camundongo e rato. Adequado para estudos sobre maturação axonal, mielinização e função de proteases.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NRD1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	NRD1; hNRD1; hNRD2
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	4898
ID do Gene	4898
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 160-400 da NRD1 humana (NP_001095132.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43847
Peso da Proteína	132kDa
Envio	Saco de gelo