


Anticorpo Policlonado De Coelho Anti-Nrf1 Para Wb, Elisa E Chip - Q16656

Número do item: CM0027256



introdução

Anticorpo Policlonado de Coelho anti-NRF1 validado para WB, ELISA e ChIP. Detecta NRF1 humano, de camundongo e rato. Imunógeno recombinante (aa 240-449). Adequado para pesquisa em fatores de transcrição e biologia mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NRF1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	ALPHA-PAL; NRF1
Espécie	Humano
GeneID	4899
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 240-449 da NRF1 humana (NP_001035199.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, ELISA, ChIP
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16656
Peso Proteico	54kDa
Envio	Saco de gelo