


Anticorpo Policlonal Anti-Nrf2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q16236

Número do item: CM0015730



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NRF2 humano (NFE2L2), validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de estresse oxidativo e citoproteção. SWISS: Q16236.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NRF2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	NRF2; HEBP1; Nrf-2; IMDDHH
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4780
GeneID	4780
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 243-400 do NRF2 humano (NP_006155.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16236
Peso da Proteína	68kDa
Envio	Saco de gelo