


Anticorpo Policlonal Anti-Nrf2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16236

Número do item: CM0014692



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra NRF2 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisas sobre estresse oxidativo, citoproteção e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NRF2 Rabbit pAb
Observações/Alias	NRF2; HEBP1; Nrf-2; IMDDHH
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4780
GeneID	4780
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 366-605 do NRF2 humano (NP_006155.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16236
Peso da Proteína	68 kDa
Envio	Bolsa de gelo