


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nrf2 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q16236

Número do item: CM0014689



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NRF2 humano (NP_006155.2, Q16236) para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Validado em humano, camundongo, rato. Adequado para pesquisas sobre estresse oxidativo, autofagia e imunidade inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NRF2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	NRF2; HEBP1; Nrf-2; IMDDHH
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4780
GeneID	4780
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16236
Peso Proteico	68kDa
Envio	Saco de gelo