


Anticorpo Policlonal Anti-Nrg1 Para Wb, Elisa - Q02297

Número do item: CM0017200



introdução

pAb de coelho contra NRG1 para aplicações de Western blot e ELISA, com reatividade para humano, camundongo e rato. Explore a sinalização NRG1-ERBB no crescimento celular, na diferenciação e no neurodesenvolvimento. Ideal para pesquisa em IVD e desenvolvimento de diagnósticos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho contra NRG1
Observações/Apelidos	GGF, HGL, HRG, NDF, ARIA, GGF2, HRG1, HRGA, SMDF, MST131, MSTP131, NRG1-IT2, NRG1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	3084
GeneID	3084
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-210 do NRG1 humano (NP_039252.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q02297
Peso da Proteína	70 kDa
Envio	Bolsa de gelo