

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nrg4 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Wwg1

Número do item: CM0025628

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra neuregulina-4 humana (NRG4). Adequado para Western blot, imuno-histoquímica e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ferramenta de pesquisa para estudos de sinalização da tirosina quinase ERBB.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NRG4 Rabbit pAb
Observações/Apelido	HRG4; NRG4
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	145957
GeneID	145957
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da NRG4 humana (NP_612640.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8WWG1
Peso Proteico	13kDa
Remessa	Saco de gelo