


Anticorpo Policlonal Anti-Nrip1 Para Wb, Elisa - P48552

Número do item: CM0025175



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra NRIP1 (RIP140), adequado para aplicações de Western blot e ELISA. Detecta NRIP1 humano e de camundongo, um co-regulador transcricional envolvido no ritmo circadiano e no desenvolvimento renal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NRIP1 Rabbit pAb
Observações/Apelido	CAKUT3; RIP140; NRIP1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	8204
GeneID	8204
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 939-1158 do NRIP1 humano (NP_003480.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P48552
Peso Proteico	127kDa
Envio	Saco de gelo