

Anticorpo Policloal De Coelho Anti-Nrip2 Para Wb, Elisa - Q9Bqi9

Número do item: CM0016869

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra NRIP2 humano (Proteína 2 que interage com receptor nuclear), validado para WB e ELISA. Reage com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NRIP2 Rabbit pAb
Observações/Alias	NRIP2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	83714
ID do Gene	83714
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 140-281 do NRIP2 humano (NP_113662.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BQI9
Peso da Proteína	31kDa
Transporte	Bolsa de gelo