


Anticorpo Policlonais Anti-Nrp2 Para Wb, If/Icc, Elisa - O60462

Número do item: CM0029180



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra Neuropilina-2 (NRP2/VEGF165R2) humana. Adequado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Detecta alvos humanos, de camundongo e rato. Para aplicações de pesquisa vascular e neuronal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NRP2 Rabbit pAb
Observações/Alias	NP2, NPN2, PRO2714, VEGF165R2, NRP2
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	8828
ID do Gene	8828
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 21-219 da NRP2 humana (NP_957718.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O60462
Peso da Proteína	105kDa
Envio	Saco de gelo