


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nrxn1 Para Wb, Elisa - P58400 / Q9ULb1

Número do item: CM0012933



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-NRXN1 de alta qualidade, validado para WB e ELISA. Reconhece a neurexina-1-beta humana e de camundongo, uma molécula-chave de adesão sináptica envolvida na formação de sinapses. Ideal para pesquisas em neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	NRXN1 Rabbit pAb
Observações/Alias	PTHSL2; SCZD17; Hs.22998; NRXN1
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	9378
GeneID	9378
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 31-310 da NRXN1 humana (NP_001129131.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo
SWISS	P58400 / Q9ULB1
Peso da proteína	15kDa / 46kDa / 161kDa / 164kDa / 169kDa
Envio	Bolsa de gelo