

Anticorpo Policlonal Anti-Nrxn3 Para Wb, Elisa - Q9Hdb5/Q9Y4C0

Número do item: CM0016018

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NRXN3 humano, reativo com humano, rato e camundongo. Validado para WB e ELISA. Ideal para estudar o papel da neurexina-3 na adesão sináptica e modulação de receptores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NRXN3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	C14orf60; NRXN3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	9369
GeneID	9369
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 373-432 da NRXN3 humana (NP_620426.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9HDB5/Q9Y4C0
Peso Proteico	43kDa/47kDa/50kDa/69kDa/117kDa/153kDa/180kDa
Envio	Bolsa de Gelo