


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nsa2 Para Wb E Elisa - 095478

Número do item: CM0015447



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra NSA2 humano (TINP1/HCLG1), adequado para Western blot e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre a biogênese dos ribossomos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	NSA2 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	HCLG1; TINP1; CDK105; HCL-G1; HUSSY29; HUSSY-29; NSA2
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	10412
ID do gene	10412
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 da NSA2 humana (NP_055701.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	095478
Peso da proteína	30 kDa
Envio	Bolsa de gelo