

Anticorpo Policlonal Anti-Nsd1 Para Wb E Elisa - Q96L73

Número do item: CM0026113



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NSD1 humano, adequado para Western blot e ELISA. Detecta NSD1 em amostras humanas e de camundongo, visando a histona metiltransferase envolvida na regulação da transcrição.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NSD1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	STO; KMT3B; SOTOS; ARA267; SOTOS1; NSD1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	64324
ID do Gene	64324
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 60-260 do NSD1 humano (NP_071900.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q96L73
Peso da Proteína	297kDa
Envio	Saco com gelo