


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nsd2/Whsc1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O96028

Número do item: CM0030375



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra WHSC1/NSD2, uma histona metiltransferase. Adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo. Para estudos de epigenética e biologia da cromatina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	WHSC1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	WHS; TRX5; KMT3F; KMT3G; MMSET; RAUST; WHSC1; REIIBP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7468
GeneID	7468
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-240 do WHSC1 humano (NP_579877.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	O96028
Peso Proteico	152kDa
Envio	Saco de Gelo