


## Anticorpo Policlonal Anti-Nsd3/Whsc1L1 Para Wb, Elisa - Q9Bz95

Número do item: CM0019754



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra NSD3/WHSC1L1 humano, validado para WB e ELISA. Reage com amostras humanas e de camundongo. Útil para o estudo das marcas epigenéticas H3K4me2 e H3K27me2 na regulação da cromatina.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do produto     | NSD3/WHSC1L1 Rabbit pAb                                                                                                           |
| Observações/alias   | KMT3F; KMT3G; WHISTLE; WHSC1L1; pp14328; NSD3/WHSC1L1                                                                             |
| Espécie             | Humano                                                                                                                            |
| ID do gene          | 54904                                                                                                                             |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 430-590 de NSD3/WHSC1L1 humano (NP_075447.1) |
| Origem              | Coelho                                                                                                                            |
| Categoria           | Anticorpos policlonais                                                                                                            |
| Aplicação           | WB, ELISA                                                                                                                         |
| Reatividade cruzada | Humano, camundongo                                                                                                                |
| SWISS               | Q9BZ95                                                                                                                            |
| Peso da proteína    | 162 kDa                                                                                                                           |
| Transporte          | Bolsa de gelo                                                                                                                     |