


Anticorpo Monoclonal Anti-Nsdhl Para Wb, Elisa - Q15738

Número do item: CM0003200



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-NSDHL de grau de pesquisa validado para WB e ELISA. Tem como alvo a NSDHL humana (Q15738), uma esterol-4-alfa-carboxilato 3-desidrogenase envolvida na biossíntese do colesterol e no tráfego do EGFR.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NSDHL Rabbit mAb
Observações/Apelido	H105E3; XAP104; SDR31E1; NSDHL
Espécie	Humana
GeneID	50814
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 50-150 da NSDHL humana (NP_057006.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana
SWISS	Q15738
Peso Proteico	42kDa
Envio	Saco de gelo