

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nsf Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P46459

Número do item: CM0016897



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado contra o NSF humano (ATPase de fusão de vesículas), validado para WB, IF/ICC, IP e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e de rato. Adequado para estudos de tráfego vesicular e função do Golgi.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	NSF pAb de coelho
Observações/Alias	SKD2; DEE96; SEC18; NSF
Espécie	Humana
ID do gene (humano)	4905
ID do gene	4905
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo os aminoácidos 251-400 do NSF humano (NP_006169.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade cruzada	Humana, camundongo, rato
SWISS	P46459
Peso da proteína	83 kDa
Envio	Em bolsa de gelo