

Anti-Nsfl1C Anticorpo Policlonal De Coelho (P47) Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q9Unz2

Número do item: CM0025325



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra NSFL1C/p47 humano, validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre Golgi, mitose e vias relacionadas ao VCP.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NSFL1C pAb de Coelho
Observações/Apelido	P47; UBX1; UBXD10; UBXN2C; dj776F14.1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	55968
ID do Gene	55968
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-185 do NSFL1C humano (NP_057227.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UNZ2
Peso da Proteína	41kDa
Envio	Saco com gelo