

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nsl1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q96Iy1

Número do item: CM0025783



introdução

Anticorpo policlonal de coelho NSL1 validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta a proteína associada ao cinetócoro humano NSL1, crucial para o alinhamento e segregação cromossômica mitótica. Ideal para pesquisa do ciclo celular e do cinetócoro.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NSL1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	DC8, MIS14, C1orf48, NSL1
Espécie	Humano
GeneID (humano)	25936
GeneID	25936
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-281 da NSL1 humana (NP_056286.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q96IY1
Peso Proteico	32kDa
Envio	Saco de gelo