

Anticorpo Policlonais Anti-Nsmf Para Wb, Elisa - Q6X4W1

Número do item: CM0027837

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NSMF para WB e ELISA; detecta NSMF humano e de camundongo (também conhecido como NELF ou HH9), um fator de sinalização sinaptonuclear do receptor NMDA de 60 kDa envolvido na migração neuronal e na citoarquitetura de dendritos. Ideal para pesquisa em neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NSMF Rabbit pAb
Observações/Apelido	HH9; NELF; NSMF
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	26012
GeneID	26012
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 226-505 do NSMF humano (NP_001124443.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q6X4W1
Peso da Proteína	60kDa
Envio	Bolsa de gelo