

Anticorpo Monoclonal Anti-Nsun2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - Q08J23

Número do item: CM0006956

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho NSUN2 validado para Western blot, imuno-histoquímica, imunofluorescência, imunoprecipitação e ELISA. Detecta NSUN2 humano e de camundongo, uma RNA metiltransferase envolvida na modificação de tRNA/mRNA e no desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho NSUN2 (mAb)
Observações/Apelido	MISU; MRT5; SAKI; TRM4; NSUN2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	54888
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 617-708 do NSUN2 humano (NP_060225.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q08J23
Peso Molecular da Proteína	86 kDa
Envio	Em saco de gelo