

Anticorpo Policlonal Anti-Nsun2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q08J23

Número do item: CM0028055

introdução

pAb de coelho NSUN2 de alta qualidade validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Tem como alvo o NSUN2 humano (Q08J23) com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para pesquisas sobre metilação de RNA e diferenciação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho NSUN2
Observações/Apelido	MISU; MRT5; SAKI; TRM4; NSUN2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	54888
GeneID	54888
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 617-708 do NSUN2 humano (NP_060225.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q08J23
Peso Proteico	86kDa
Envio	Saco de gelo