

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nsun3 Para Wb & Elisa - Q9H649

Número do item: CM0016153

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NSUN3 humano, uma metiltransferase de tRNA mitocondrial associada à COXPD48. Validado para WB e ELISA em amostras humanas, de rato e de camundongo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NSUN3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MST077; COXPD48; MSTP077; NSUN3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	63899
ID do Gene	63899
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-120 do NSUN3 humano (NP_071355.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H649
Peso Proteico	38kDa
Envio	Saco de gelo