


Anticorpo Policlonais Anti-Nsun5 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96P11

Número do item: CM0025617



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao NSUN5 humano (NOL1/p120), validado para WB, IHC-P, ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Investigue o papel da 28S rRNA metiltransferase na tradução proteica, desenvolvimento e síndrome de Williams-Beuren.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NSUN5 Rabbit pAb
Observações/Alias	NOL1; p120; NOL1R; NSUN5A; WBSCR20; WBSCR20A; p120(NOL1); NSUN5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55695
GeneID	55695
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 127-429 da NSUN5 humana (NP_060514.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96P11
Peso Proteico	47kDa
Envio	Bolsa de gelo