

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Nt5E/Cd73 - P21589

Número do item: CM0006191



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra NT5E/CD73 humano, validado para WB, IHC-P, IF-P e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Adequado para estudos de atividade nucleotidase e pesquisa oncológica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho contra NT5E/CD73
Observações/Alias	NT; eN; NT5; NTE; eNT; CD73; E5NT; CALJA
Espécie	Humana
GeneID (humano)	4907
GeneID	4907
Imunógeno	Proteína recombinante/proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 27-547 da NT5E/CD73 humana (NP_002517.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P21589
Peso da proteína	57 kDa/63 kDa
Envio	Bolsa de gelo