


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ntf3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P20783

Número do item: CM0029393



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que reconhece o NTF3 humano (Neurotrofina-3) para Western blot, IHC-P e ELISA; reage cruzadamente com camundongo. Adequado para pesquisas sobre sobrevivência neuronal e fatores neurotróficos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NTF3 Rabbit pAb
Observações/Apelido	NT3; HDNF; NGF2; NT-3; NGF-2; NTF3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4908
ID do Gene	4908
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 19-257 do NTF3 humano (NP_002518.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P20783
Peso Proteico	29kDa
Envio	Saco de gelo