


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Nth1 Para Wb, Elisa - P78549

Número do item: CM0003171



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra NTH1 humano (Proteína tipo Endonuclease III) para aplicações de Western blot e ELISA. Validado em amostras humanas, adequado para pesquisa de reparo de DNA e danos oxidativos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NTH1 Rabbit mAb
Observações/Apelido	FAP3; NTH1; OCTS3; hNTH1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4913
GeneID	4913
Imunógeno	Proteína recombinante (Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-136 do NTH1 humano (NP_002519.1))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P78549
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Saco com gelo