


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ntmt1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bv86

Número do item: CM0029462



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra NTMT1 (N-terminal metiltransferase) humana. Validado para WB, IF/ICC e ELISA; tem reação cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa em cromatina e mitose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NTMT1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	NRMT; NRMT1; NTM1A; AD-003; HOMT1A; C9orf32; METTL11A; NTMT1
Espécie	Humana
GeneID (humana)	28989
GeneID	28989
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BV86
Peso da Proteína	25kDa
Envio	Saco de gelo