

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Ntpcr Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bsd7

Número do item: CM0018617



introdução

Anticorpo policlonal coelho NTPCR validado para WB, IF/ICC e ELISA. Detecta NTPCR humano e de rato, uma nucleosídeo-trifosfatase relacionada ao câncer. Ideal para pesquisa em metabolismo de nucleotídeos e oncologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NTPCR Coelho pAb
Observações/Apelido	THEP1, C1orf57, HCR-NTPase, NTPCR
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	84284
GeneID	84284
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 91-190 do NTPCR humano (NP_115700.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9BSD7
Peso da Proteína	21kDa
Envio	Saco de gelo