


Anticorpo Policlonal Anti-Ntrk1/Ntrk2/Ntrk3 Para Wb, If/Icc, Elisa - P04629/Q16620/Q16288

Número do item: CM0020772



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade que visa NTRK1, NTRK2, NTRK3. Validado para WB, IF/ICC, ELISA em humano, rato, camundongo. Ideal para pesquisa de sinalização de neurotrofinas e desenvolvimento de ensaios de neurobiologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	NTRK1/NTRK2/NTRK3 pAb de Coelho
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4914/4915/4916
GeneID	4914/4915/4916
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 700-796 de NTRK1/NTRK2/NTRK3 humano (NP_002520.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P04629/Q16620/Q16288
Envio	Saco de gelo