

Anticorpo Policlonal Anti-Nts Para Wb, If-P, Elisa - P30990

Número do item: CM0015218



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra NTS humano, validado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar a função da neurotensina no metabolismo de gorduras e na contração do músculo liso.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho NTS
Observações/Apelido	NN; NT; NT/N; NTS1; NMN-125; NTS
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4922
GeneID	4922
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 24-148 do NTS humano (NP_006174.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	P30990
Peso Proteico	20kDa
Envio	Saco de gelo