

Anti-Nts Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - P30990

Número do item: CM0013752



introdução

O pAb de Coelho NTS é um anticorpo policlonal que reconhece a neurotensina/neuromedina N humana, de camundongo e de rato. Validado para WB, IHC-P e ELISA, é ideal para explorar os papéis da neurotensina no metabolismo de gorduras e na regulação do músculo liso.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NTS Rabbit pAb
Observações/Apelido	NN; NT; NT/N; NTS1; NMN-125; NTS
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4922
ID do Gene	4922
Imunógeno	peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-170 do NTS humano (NP_006174.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P30990
Peso Proteico	20kDa
Envio	Saco de gelo