

Anticorpo Policlonal Anti-Ntsr1 Para Wb E Elisa - P30989

Número do item: CM0028068



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra o receptor de neurotensina tipo 1 (NTSR1) de alta afinidade, validado para WB e ELISA, reativo com humano e camundongo. Adequado para aplicações em sinalização GPCR e pesquisa de câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NTSR1 Rabbit pAb
Observações/Alias	NTR; NTSR1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4923
ID do Gene	4923
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-70 do NTSR1 humano (NP_002522.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P30989
Peso da Proteína	46kDa
Envio	Bolsa de gelo