

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nuak1 Para Wb, Elisa - O60285

Número do item: CM0018934

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à quinase humana NUA1/ARK5, validado para aplicações de western blotting e ELISA. Detecta proteínas humanas e de rato; ideal para investigar vias de adesão celular, senescência e progressão do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NUAK1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	ARK5, NUA1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	9891
GeneID	9891
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 362-661 da NUA1 humana (NP_055655.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	O60285
Peso Molecular da Proteína	74kDa
Envio	Saco de Gelo