

Anticorpo Policlonal Anti-Nuak2 Para If/Icc - Q9H093

Número do item: CM0023960

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NUA2 humano (SNARK), validado para imunofluorescência/imunocitoquímica. Utilizado em pesquisas sobre apoptose, migração celular, sinalização Hippo e desenvolvimento do tubo neural.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NUAK2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	NUAK2; SNARK; quinase 2 da família NUA
Espécie	humano
GeneID (Humano)	81788
GeneID	81788
Imunogénio	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	IF/ICC
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9H093
Peso Proteico	69kDa
Envio	Em saco de gelo