


Anticorpo Policlonal Anti-Nub1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y5A7

Número do item: CM0018792



introdução

Anticorpo Policlonal de coelho anti-NUB1 validado para WB, IF/ICC, ELISA em Humano, Camundongo e Rato. Alvo NEDD8 ultimate buster 1, um regulador negativo do sistema de conjugação NEDD8, adequado para pesquisa de degradação por proteassomo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NUB1 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	BS4; NUB1L; NYREN18; NUB1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51667
GeneID	51667
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 1-100 do IFT140 humano (NP_001350458.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y5A7
Peso Molecular da Proteína	71kDa
Transporte	Bolsa de gelo