

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nubp1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P53384

Número do item: CM0020059

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho NUBP1, validado para WB, IHC-P, ELISA. Tem como alvo o fator de montagem do cluster Fe-S citosólico NUBP1, reage de forma cruzada com Humano, Rato, Rato. Ideal para estudar a biogênese de proteínas ferro-enzofre.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NUBP1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	NBP; NBP1; CIAO5; NBP35; NUBP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4682
GeneID	4682
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 201-320 do NUBP1 humano (NP_002475.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P53384
Peso Proteico	35kDa
Envio	Saco de gelo