

Anticorpo Policlonais Anti-Nucb2 Para Wb, Elisa - P80303

Número do item: CM0014253

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a NUCB2 humana, validado para WB e ELISA. Adequado para pesquisa de homeostase do cálcio, metabolismo energético e sinalização por proteína G. Reage cruzadamente com humano e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NUCB2 Rabbit pAb
Observações/Alias	NEFA; HEL-S-109; NUCB2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4925
GeneID	4925
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 321-420 da NUCB2 humana (NP_005004.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P80303
Peso da Proteína	50kDa
Envio	Bolsa de gelo