


Anticorpo Monoclonal Anti-Proteína Da Matriz Nuclear P84 (Thoc1) Para Wb, Ip, Elisa - Q96Fv9

Número do item: CM0011268



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à Proteína da Matriz Nuclear p84 (THOC1) com acesso SWISS Q96FV9. Adequado para western blot, imunoprecipitação e ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato. Investigue o complexo TREX e a apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-Proteína da Matriz Nuclear p84 (THOC1)
Observações/Alias	P84; HPR1; P84N5; DFNA86; Proteína da Matriz Nuclear p84 (THOC1)
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	9984
ID do Gene	9984
Imunógeno	Peptídeo Sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 350-450 da Proteína da Matriz Nuclear p84 (THOC1) humana (NP_005122.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96FV9
Peso da Proteína	76kDa
Envio	Bolsa de gelo