


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Proteína Da Matriz Nuclear P84 (Thoc1) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Fv9

Número do item: CM0027912



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra THOC1/p84 humano (76kDa). Adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo, rato. Explora exportação de mRNA, apoptose, câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-Proteína da Matriz Nuclear p84 (THOC1)
Observações/Apelido	P84; HPR1; P84N5; DFNA86; Proteína da Matriz Nuclear p84 (THOC1)
Espécie	Humano
GeneID (humano)	9984
GeneID	9984
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 428-657 da Proteína da Matriz Nuclear p84 humana (NP_005122.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reação Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96FV9
Peso Proteico	76kDa
Envio	Em saco de gelo