

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nucleobindina-1 (Nucb1) Para Wb E Elisa - Q02818

Número do item: CM0021541



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à nucleobindina-1 humana (NUCB1/CALNUC), validado para Western blot e ELISA. Adequado para investigar as funções da proteína de ligação ao cálcio do complexo de Golgi e a sinalização por proteínas G.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do produto	NUCB1 pAb de coelho
Observações/Apelidos	NUC; CALNUC; NUCB1
Espécie	Humana
GeneID (humano)	4924
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 302-461 da NUCB1 humana (NP_006175.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humana
SWISS	Q02818
Peso da proteína	54 kDa
Envio	Bolsa de gelo