

Anticorpo Monoclonal Anti-Nucleolina Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P19338

Número do item: CM0002390



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à Nucleolina humana (C23), aplicável para Western blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Adequado para pesquisa em biogênese de cromatina e ribossomos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-Nucleolina
Observações/Apelido	C23; Nsr1; Nucleolina
Espécie	Humano
ID do Gene	4691
Imunógeno	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P19338
Peso Proteico	77kDa
Envio	Saco de Gelo