

Anti-Nucleolina (Ncl) Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, Elisa - P19338

Número do item: CM0025732



introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-NCL de alta qualidade validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconhece nucleolina humana e de camundongo, uma proteína nucleolar principal. Ideal para pesquisa de cromatina e ribossomos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NCL pAb de Coelho
Observações/Apelido	C23; Nsr1; NCL
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	4691
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 300-466 do NCL humano (NP_005372.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P19338
Peso da Proteína	77kDa
Envio	Saco de gelo