

Anticorpo Monoclonal Anti-Nucleofosmina Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P06748

Número do item: CM0008538



introdução

Anticorpo monoclonal anti-nucleofosmina validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Para pesquisa em biogênese de ribossomos, duplicação de centrôssomo e regulação de supressores tumorais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Nucleofosmina Rabbit mAb
Observações/Alias	B23; NPM
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	4869
GeneID	4869
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 9-122 da NPM1 humana (NP_001238905.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P06748
Peso da Proteína	33kDa
Envio	Bolsa de gelo