


Anticorpo Policlonal Anti-Nudc Para Wb, Elisa - Q9Y266

Número do item: CM0027519



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NUDC humano (Proteína de migração nuclear nudC), validado para WB e ELISA. Adequado para detecção de NUDC em amostras humanas, de camundongo e de rato. Imunógeno recombinante, 38 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NUDC Rabbit pAb
Observações/Apelido	HNUDC; MNUDC; NPD011; NUDC
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10726
GeneID	10726
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-331 do NUDC humano (NP_006591.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9Y266
Peso da Proteína	38kDa
Envio	Saco de gelo