

Anticorpo Monoclonal Anti-Nudel/Ndel1 Para Wb, Elisa - Q9Gzm8

Número do item: CM0010254



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-NUDEL/NDEL1 validado para Western blot e ELISA; reage com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisas em neurodesenvolvimento, organização do citoesqueleto e mitose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho contra NUDEL/NDEL1
Observações/Apelidos	EOPA; NDE2; NUDEL; MITAP1; NDE1L1; NUDEL/NDEL1
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	81565
ID do gene	81565
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da NUDEL/NDEL1 humana (Q9GZM8).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q9GZM8
Peso da proteína	38 kDa
Envio	Embalagem de gelo