

Anticorpo Policlonal Anti-Nudt15 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nv35

Número do item: CM0027182



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NUDT15 humano, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar metabolismo de nucleotídeos, resposta a drogas tiopurínicas e regulação do ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NUDT15 Rabbit pAb
Observações/Apelido	MTH2; NUDT15D; NUDT15
Espécie	Humano
GeneID (humano)	55270
GeneID	55270
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-164 do NUDT15 humano (NP_060753.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NV35
Peso Proteico	19kDa
Envio	Saco de gelo