

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Nudt15 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Nv35

Número do item: CM0013311



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NUDT15 humano, adequado para WB, IHC-P, ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar metabolismo de nucleotídeos, resposta a drogas tiopurínicas e síntese de DNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NUDT15 pAb de Coelho
Observações / Apelido	MTH2; NUDT15D; NUDT15
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55270
GeneID	55270
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-164 do NUDT15 humano (NP_060753.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9NV35
Peso da Proteína	19kDa
Envio	Saco com gelo