


Anticorpo Policlonal Anti-Nudt16 Para Wb, Elisa - Q96De0

Número do item: CM0021023



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra NUDT16, uma enzima de remoção de capuz (decapping) de snoRNA U8 e um sanitizador do pool de nucleotídeos. Validado para WB e ELISA em humano e camundongo. Ideal para estudos de metabolismo de RNA e controle de qualidade de ácidos nucleicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	NUDT16 Coelho pAb
Observações/Alias	NUDT16
Espécie	Humano
ID do Gene	131870
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 60-130 do NUDT16 humano (NP_689608.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q96DE0
Peso Proteico	21kDa
Envio	Em bolsa de gelo